



CENNIK KOŃCÓWEK I SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Obowiązuje od 1 marca 2023r.

makRomed

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

www.NSK.info.pl

infolinia 42 678.88 54



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: system czystej główki, poczwórny aerosol, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z 800L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkołączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 440.000 obr./min.	3 250 PLN
Ti-Max Z 800KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkołączkę firmy KaVo, moc 21W, max. 440.000 obr./min.	3 550 PLN
Ti-Max Z 800WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkołączkę firmy W&H, moc 21W, max. 440.000 obr./min., dioda LED	3 550 PLN
Ti-Max Z 800BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkołączkę firmy BienAir, moc 21W, max. 440.000 obr./min., dioda LED	3 550 PLN
Ti-Max Z 800SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkołączkę firmy Sirona, moc 21W, max. 440.000 obr./min.	3 550 PLN
Ti-Max Z 900L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkołączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 400.000 obr./min.	3 250 PLN
Ti-Max Z 900KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkołączkę firmy KaVo, moc 24W, max. 400.000 obr./min.	3 550 PLN
Ti-Max Z 900WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkołączkę firmy W&H, moc 24W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	3 550 PLN
Ti-Max Z 900BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkołączkę firmy BienAir, moc 24W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	3 550 PLN
Ti-Max Z 900SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkołączkę firmy Sirona, moc 24W, max. 400.000 obr./min.	3 550 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria micro

klasa premium

Cechy wspólne: funkcja 3X power, system czystej główki, poczwórny aerosol, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z micro PTL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkołączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 20W, max. 450.000 obr./min.	3 250 PLN
Ti-Max Z micro KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkołączkę firmy KaVo, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 550 PLN
Ti-Max Z micro SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkołączkę firmy Sirona, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 550 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria M

klasa advanced

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, poczwórny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 lub 430.000 obr./min, system czystej główki

S-Max M 800L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 220 PLN
S-Max M 800	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	1 800 PLN
S-Max M 800KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 450 PLN
S-Max M 800WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 450 PLN
S-Max M 800BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 450 PLN
S-Max M 800SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 450 PLN
S-Max M 900L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 220 PLN
S-Max M 900	Kątnica turbinowa bez podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	1 800 PLN
S-Max M 900KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 450 PLN
S-Max M 900K	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 050 PLN
S-Max M 900WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 450 PLN
S-Max M 900W	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 050 PLN
S-Max M 900BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 450 PLN
S-Max M 900SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 450 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria X450

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, potrójny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

Ti-Max X 450L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. NSK	2 850 PLN
Ti-Max X 450KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. KaVo	3 000 PLN
Ti-Max X 450WLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. W&H	3 000 PLN
Ti-Max X 450BLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. BienAir	3 000 PLN
Ti-Max X 450SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. Sirona	3 000 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria PICO

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, pojedynczy aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

S-Max PICO PTL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. NSK	2 750 PLN
S-Max PICO KL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. KaVo	2 950 PLN
S-Max PICO WLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. W&H	2 950 PLN
S-Max PICO BLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. BienAir	2 950 PLN
S-Max PICO SL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. Sirona	2 950 PLN



Kątnice turbinowe seria Pana-Max2

klasa basic

Cechy wspólne: wymiana wiertła przyciskiem, 450.000 obr./min., pojedynczy aerosol

PANA-MAX2 M4	Kątnica turbinowa na złącze Midwest	1 200 PLN
PANA-MAX2 B2	Kątnica turbinowa na złącze Borden	1 200 PLN
PANA-MAX2 PTL	Kątnica turbinowa na szybkozłączkę NSK	1 300 PLN



Szybkozłączki

PTL-CL-LEDIII	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, regulacja wody, dioda LED, tytanowa	1 150 PLN
PTL-CL-LED	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, dioda LED, tytanowa	940 PLN
FM-CL-M4-T	Szybkozłączka do kątnic turbinowych bez podświetlania, tytanowa	640 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: z podświetlaniem, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki, mikrofiltr

Ti-Max Z 10L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 16:1, pojedynczy aerosol	3 830 PLN
Ti-Max Z 15L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 4:1, pojedynczy aerosol	3 535 PLN
Ti-Max Z 24L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 200 PLN
Ti-Max Z 25L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 010 PLN
Ti-Max Z 45L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:4.2, poczwórny aerosol	4 295 PLN
Ti-Max Z 85L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, pojedynczy aerosol	4 720 PLN
Ti-Max Z 95L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, poczwórny aerosol	4 720 PLN



Kątnice i prostnice serii Ti-Max seria nano

klasa special

nano 15LS	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 10.000 obr./min.,	3 570 PLN
nano 25LS	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 030 PLN
nano 65LS	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 390 PLN
nano 95LS	Kątnica 1:5 na mikrosilnik, z podświetl., poczwórny spray, max. 200.000 obr./min.	4 300 PLN



Kątnice i prostnice S-Max seria M

klasa advanced

S-Max M 15L	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	2 800 PLN
S-Max M 15	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 840 PLN
S-Max M 25L	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	2 350 PLN
S-Max M 25	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 680 PLN
S-Max M 65	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 430 PLN
S-Max M 95L	Kątnica 1:5 na mikrosilnik, z podświetlaniem Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol, światłowód prętowy	3 050 PLN
S-Max M 95	Kątnica 1:5 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol	2 420 PLN




Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria X

klasa advanced

Cechy wspólne: korpus tytanowy z powłoką DURACOAT, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki

Ti-Max X 10L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 700 PLN
Ti-Max X 10	Kątnica na mikrosilnik 16:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 540 PLN
Ti-Max X 12L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 600 PLN
Ti-Max X 12	Kątnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 220 PLN
Ti-Max X 15L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 400 PLN
Ti-Max X 15	Kątnica na mikrosilnik 4:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 400 PLN
Ti-Max X 25L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	2 900 PLN
Ti-Max X 25	Kątnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 590 PLN
Ti-Max X 35L	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 600 PLN
Ti-Max X 35	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 400 PLN
Ti-Max X 55L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, z podświetl., pojedynczy aerosol	4 300 PLN
Ti-Max X 55	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, bez podświetl., pojedynczy aerosol	2 100 PLN
Ti-Max X 57L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, z podświetlaniem	2 700 PLN
Ti-Max X 57	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, bez podświetlania	1 330 PLN
Ti-Max X 65L	Prostnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 120 PLN
Ti-Max X 65	Prostnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 380 PLN
Ti-Max X 70L	Kątnica na mikrosilnik 64:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 070 PLN
Ti-Max X 70	Kątnica na mikrosilnik 64:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 550 PLN
Ti-Max X 75L	Kątnica na mikrosilnik 128:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 400 PLN
Ti-Max X 75	Kątnica na mikrosilnik 128:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 100 PLN
Ti-Max X 85L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 700 PLN
Ti-Max X 85	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	3 070 PLN
Ti-Max X 95L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, poczwórny aerosol	3 710 PLN
Ti-Max X 95	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, poczwórny aerosol	2 970 PLN
Ti-Max Ti-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik	3 070 PLN



Kątnice i prostnice serii FX

klasa basic

FX 15m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 10.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 270 PLN
FX 25m	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	825 PLN
FX 57m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 5.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	910 PLN
FX 65m	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	840 PLN
FX 75m	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 330 PLN



Kątnice i prostnice seria EX

klasa basic

EX-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik, redukcja 128:1	1 900 PLN
EX-6B	Prostnica na mikrosilnik, zewnętrzne chłodzenie, max. 40.000 obr./min.	770 PLN
EX-6D	Prostnica na mikrosilnik, zewnętrzne chłodzenie, max. 40.000 obr./min.	795 PLN
EX-5B	Prostnica na mikrosilnik, zewn. chłodzenie, redukcja 4-krotna, max. 10.000 obr./min.	1 010 PLN

Seria EX - korpusy

klasa basic

EC-30	Korpus 1:1	290 PLN
E4R	Korpus, redukcja 4:1	740 PLN
E10R	Korpus, redukcja 10:1	740 PLN
E16R	Korpus, redukcja 16:1	840 PLN
E64R	Korpus, redukcja 64:1	950 PLN

FPB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła CA	510 PLN
NAC-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, wiertła CA	260 PLN
BB-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łóżyśka kulkowe, wiertła CA	420 PLN
NBBW-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łóżyśka kulkowe, wiertła CA	460 PLN
NM-Y	Mała główka, wiertła CA, wymiana wiertel na łapkę	335 PLN
FFB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła FG	475 PLN
NRS2-Y	Główka, wiertła CA, wymiana wiertel przyciskiem	350 PLN
AR-Y(S)	Główka na gumki i szczotki nakręcane	190 PLN
AR-Y(K)	Główka na gumki naciągane	170 PLN
EVA-Y	Główka na narzędzia typu EVA, ruch pionowy	390 PLN
MP-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	410 PLN
MPA-Y	Do endodoncji, z podłączeniem do endometru	900 PLN
MPAS-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	816 PLN
TEQ-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 80 stopni, na narzędzia maszynowe	420 PLN
TEP-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 60 stopni, na narzędzia ręczne	350 PLN
NPB-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, wymiana wiertel przyciskiem	800 PLN
ARS-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, typu „prophy”	500 PLN



Mikrosilniki elektryczne

NLX plus	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z funkcją ENDO, z Multipadem	9 200 PLN
Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 100-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw		
NLX nano	Tytanowy mikrosilnik elektryczny, z Multipadem	8 800 PLN
Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 1 000-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw		
NBX LED iMD	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED	5 090 PLN
Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem		
NBX N	Tytanowy mikrosilnik elektryczny bez podświetlania	4 450 PLN
Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem		
M40 XS	Mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED	4 740 PLN
Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., zawór retrakcyjny, złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem		
M40N XS	Mikrosilnik elektryczny bez podświetlania	4 140 PLN
Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., zawór retrakcyjny, złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem		
MultiPad	Urządzenie sterujące do mikrosilników NLX i NBX	2 450 PLN



Mikrosilniki pneumatyczne

Ti-Max X205LED	Mikrosilnik pneumatyczny z podświetlaniem LED	2 950 PLN
Korpus tytanowy, powłoka DURACOAT, obrót 360°, 32.000 LUX, wewn. chłodzenie, max. 25.000 obr./min.		
DynaLED M205LG M4	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED	4 100 PLN
25.000 LUX, max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest		
DynaLED M205LG B2	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED	4 100 PLN
25.000 LUX, max. 25.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Borden		
S-Max M-205-M4	Mikrosilnik pneumatyczny	1 380 PLN
Max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie		
FX 205m M4	Mikrosilnik pneumatyczny	1 060 PLN
Korpus ze stali nierdzewnej, zewnętrzne chłodzenie, max. 22.000 obr./min.		



VARIOS COMBI PRO **Perio Set**

Skaler Varios i piaskarka Prophy Mate w jednym - urządzenie wolnostojące
Moduł piaskarki Perio Mate do Varios Combi Pro

16 700 PLN
3 000 PLN



Skalery piezoelektryczne

VARIOS 170	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu, 11W	2 900 PLN
VARIOS 170 LUX	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu z poświetlaniem LED, 11W	4 150 PLN
VARIOS 370	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	3 900 PLN
VARIOS 570 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	5 450 PLN
VARIOS 970	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	7 300 PLN
VARIOS 970 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	8 500 PLN
E11	Uchwyt do pilników endo E11 (1 szt.)	420 PLN
E7D, E8D	Końcówka do endodoncji z nasypem diamentowym E7D lub E8D (1 szt.)	320 PLN
G25	Końcówka do zdejmowania koron G25 (1 szt.)	240 PLN
G1, G2, G3, G4, G6	Końcówka do skallingu G1, G2, G3, G4 lub G6 (1 szt.)	230 PLN
P10, P20	Końcówka do perio P10 lub P20 (1 szt.)	370 PLN
# 15, 20, 25, 30, 35	Pilniczek kanałowy # 15, 20, 25, 30 lub 35 (6 szt.)	80 PLN
G22	Końcówka do kondensacji G22 (1 szt.)	230 PLN
Tip Cap	Główki do kondensacji (10 szt.)	140 PLN


Skalery pneumatyczne

Ti-Max S970 L	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę NSK	3 600 PLN
Ti-Max S970	Tytanowy skaler pneumatyczny, na szybkozłączkę NSK	2 850 PLN
Ti-Max S970 KL	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę KaVo	3 900 PLN
Ti-Max S970 SL	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę Sirona	3 900 PLN
AS 2000 B2/B3/M4	Skaler pneumatyczny, na złącze Borden lub Midwest	1 250 PLN



Piaskarki

Prophy Mate NEO PTL-P	Piaskarka na szybkozłączkę PTL-CL (NSK) (kolor szary)	3 300 PLN
Prophy Mate NEO KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	3 500 PLN
Prophy Mate NEO M4-P / B2-P	Piaskarka na rękaw Midwest lub Borden (kolor szary)	3 100 PLN
Perio Mate PTL-P	Piaskarka do zabiegów perio na szybkozłączkę PTL-CL (NSK)	3 850 PLN
Perio Mate KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	4 050 PLN
Perio Mate M4-P / B2-P	Piaskarka do zabiegów perio na rękaw Midwest lub Borden	3 500 PLN
Powder classic	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, 1 op./12g.	8,30 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisty, 1 op./15g.	9,30 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisty, 1 op./300g.	114 PLN
PerioMate Powder	Proszek do piaskarki Perio-Mate, 1 op./160g.	158 PLN
Perio Tip	Plastikowa końcówka dyszy do piaskarki Perio-Mate, 1 op./4szt.	35 PLN



Aparaty do endodoncji oraz endometri

Endo-Mate TC2 MP	Bezprzewodowy aparat do endodoncji	4 750 PLN
Endo-Mate TC2 MPA	Bezprzewodowy aparat do endodoncji z podłączeniem do endometru	5 150 PLN
Endo-Mate DT2 MP	Przewodowy aparat do endodoncji	4 350 PLN
iPex II	Cyfrowy endometr	3 500 PLN
MP-F20R / F16R / F10R	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych do endodoncji, z przełożeniem	1 250 PLN
MPA-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, z przełożeniem	1 600 PLN
MPAS-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, na przycisk	1 600 PLN
TEP-F, VM-F	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych	850 PLN
TEQ-F	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	850 PLN
NAC-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA, na łapkę	780 PLN
TEQ-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	1 050 PLN
EVA-F	Główka do Endo-Mate do pilników EVA	820 PLN



Unit implantologiczny

Surgic PRO2 OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, z podświetlaniem	16 900 PLN
Surgic PRO2 NON-OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, bez podświetlania	12 300 PLN
Surgic PRO+ OPT-D	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	18 900 PLN
Surgic PRO OPTIC	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	16 400 PLN
Surgic PRO NON-OPTIC	Unit implantologiczny, bez podświetlania	11 950 PLN
iSD900	Bezprzewodowy wkrętak protetyczny	6 350 PLN
OSSEO 100	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów	8 500 PLN
OSSEO 100+	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów z łącznością bezprzewodową	9 750 PLN
Ti-Max X DSG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, rozbieralna, ze światłem	4 050 PLN
Ti-Max X DSG20H	Tytanowa kątница chirurg. z redukcją 20:1, rozbieralna, sześciokątny chwytak	3 740 PLN
Ti-Max X SG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, ze światłem	4 000 PLN
Ti-Max X SG25L	Tytanowa kątница chirurgiczna, ze światłem	2 650 PLN
Ti-Max X SG93L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie, światło	4 000 PLN
Ti-Max X SG93	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie	3 170 PLN
S-Max SG20	Kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, stalowa, bez światła	2 760 PLN
Ti-Max nano SG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, krótki korpus, ze światłem	4 030 PLN
Ti-Max Z-SG45L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, na wiertła FG, 45°, światło	4 200 PLN
Ti-Max X-SG65L	Tytanowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, na wiertła HP i CA, światło	3 250 PLN
SGM-ER20I	Kątница chirurgiczna do implantów z redukcją 20:1, zewn. chłodzenie, z kluczykiem	2 150 PLN
SGM-I	Główka, zewnętrzne chłodzenie, z kluczykiem	636 PLN
ER16I / ER20I	Korpus z redukcją 16:1 lub 20:1	1 540 PLN
ER32I / ER 64I	Korpus z redukcją 32:1 lub 64:1	1 640 PLN
SGS ES	Prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	1 600 PLN
SGA ES	Kątowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	2 750 PLN
SGA E2S	Kątowa prostnica chirurgiczna, przyspieszająca 1:2, skręcany chwytak	3 700 PLN
iCART DUO	Wózek na komplet Surgic+VarioSurg	5 700 PLN



Ultradźwiękowy unit chirurgiczny

VarioSurg3 LED	Ultradźwiękowy unit chirurgiczny, z podświetlaniem	24 200 PLN
SG1, SG2R, SG2L, SG3, SG4, SG5	Końcówka do VarioSurg	760 PLN
SG9, SG10, SG11	Końcówka do VarioSurg	560 PLN
SG6D, SG7D	Końcówka do VarioSurg z nasypem diamentowym	560 PLN



Urządzenia do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji końcówek

iCARE+ C2	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	28 500 PLN
iCARE+ C3	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	28 500 PLN
iCARE C2	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	8 600 PLN
iCARE C3	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	9 050 PLN
Olej do iCare	Olej do urządzenia iCare, 1l.	410 PLN
Olej do iCare+	Olej do urządzenia iCare+, 1l.	430 PLN
Filtr do iCare+	Filtry do urządzenia iCare, 12 szt.	100 PLN

Olej do smarowania końcówek

PANA-SPRAY 500	Olej w aerozolu do smarowania końcówek NSK, 500 ml	130 PLN
-----------------------	--	----------------



Turbiny protetyczne

PRESTO AQUA II LUX	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	8 000 PLN
PRESTO AQUA II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	5 900 PLN
PRESTO II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min.	2 900 PLN



Mikrosilniki protetyczne

ULTIMATE XL-GT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja stolikowy	6 450 PLN
ULTIMATE XL-KT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja kolanowa	6 450 PLN
ULTIMATE XL-DT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja wieża	6 450 PLN
ULTIMATE XL-FT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja podłogowa	6 450 PLN
VOLVERE i7	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., z prostnicą	4 150 PLN
VOLVERE i7 typ E	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., na prostnicę typu E	4 500 PLN

Części zamienne - wkłady

PAX2-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX 2	730 PLN
PAX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-SU	730 PLN
PAX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-TU	730 PLN
NPA-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA AIR-SU	770 PLN
NPA-TU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA AIR-TU	770 PLN
NCH-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PHATELUS PTL II-SU	880 PLN
NCH-TU03	Wkład (cartridge) do turbin PHATELUS PTL II-TU	880 PLN
TI-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 600	1 050 PLN
TI-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 700	1 050 PLN
SX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 600, M 900	1 050 PLN
SX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 500, M 800	1 050 PLN
TIX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 600	1 050 PLN
TIX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 500	1 050 PLN
TIX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 700	1 050 PLN
TIZ-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 800	1 050 PLN
TIZ-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 900	1 050 PLN
SX-PU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii PICO	1 050 PLN
NMC-SU03	Wkład (cartridge) do turbin MACH-LITE XT-S	1 050 PLN
NMC-TU03	Wkład (cartridge) do turbin MACH-LITE XT-T	1 050 PLN
NAC-03	Wkład (cartridge) do kątnic NAC-E	160 PLN
FPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic FPB-E, Ti 25, Ti 25L	365 PLN
NPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic NPB-E, NPB-PTL, IS-25	333 PLN
NBB-03	Wkład (cartridge) do kątnic NBB-E	360 PLN
X25L Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic serii M25 i X25	360 PLN
X95/M95 Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic serii X95 i M95	820 PLN
TI95-03	Wkład (cartridge) do kątnic Ti 95, Ti 95L skośny / prosty	820 PLN
	Wężyk do kątnicy EX - do zewnętrznego chłodzenia	48 PLN
	Wężyk do kątnicy FX - do zewnętrznego chłodzenia	48 PLN
	Wężyki jednorazowe do unitu Surgic, 5 szt.	265 PLN
	Wężyk wielorazowego użytku do unitu Surgic, do 20 sterylizowań	170 PLN

Części zamienne - pozostałe

	Uszczelka Midwest	34 PLN
PAX2-SU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX2	127 PLN
PAX-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX SU / TU	159 PLN
PA-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin PANA-AIR S / T	159 PLN
TI-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin podserii A600 / A700	159 PLN
SX-SU04	Pokrywka do turbin podserii M600	159 PLN
TIX-SU04 / - TU04 / -MU04	Pokrywka do turbin podserii X600 / X700 / X800	185 PLN
PTL II-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin PHATELUS PTL-II-SU / -TU	159 PLN
TIZ-SU04	Pokrywka do turbin podserii Z900	190 PLN
SX-PU04	Pokrywka do turbin podserii pico	127 PLN
FPB-04	Pokrywka do kątnic FPB, Ti 25, Ti 25L	150 PLN
NPB-04	Pokrywka do kątnic NPB	150 PLN
IS 25-04	Pokrywka do kątnic IS 25	150 PLN
	Chwytnak wiertła do kątnic NPB i główek NPB-PTL	160 PLN
	Wałek transmisyjny do główek NPB-PTL	110 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic NPB i NAC	135 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic FPB	96 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic IS-25	250 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic Ti 95, Ti 95L prosty	475 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic Ti 95, Ti 95L skośny	475 PLN
	Końcówka dyszy piaskarki Prophy-Mate NEO (60° lub 80°)	400 PLN
	Szczotki do mikrosilnika elektrycznego Ti-Max	137 PLN
	Zacisk wiertła do prostnicy EX	29 PLN
	Zacisk freza do prostnicy UHR50 mikrosilnika protetycznego	166 PLN
PTL-L Bulb	Żarówka halogenowa do szybkozłączki ze światłem	165 PLN
TM Bulb	Żarówka halogenowa do mikrosilnika elektrycznego z podświetlaniem	165 PLN
	Dioda LED do szybkozłączki ze światłem	280 PLN
	Układ elektroniczny diody LED do szybkozłączki ze światłem	350 PLN



Stomatologia mobilna

VIVA ace

Mobilny unit stomatologiczny

37 600 PLN

Zestaw zawiera: jednostka sterująca, mikrosilnik NLX plus ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

DENTALONE

Mobilny unit stomatologiczny

41 500 PLN

Zestaw zawiera: mikroprocesor sterujący, panel z wyświetlaczem LCD, mikrosilnik NLX nano ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.