

## Cennik detaliczny produktów 4TEK (Włochy)

Data wydania: 1 grudnia 2022r.

### Kompresory



**MIRAGE 70** Kompresor bezolejowy  
1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 4 200 PLN

**MIRAGE 70E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 5 500 PLN

**MIRAGE 100** Kompresor bezolejowy  
1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 4 800 PLN

**MIRAGE 100E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 6 100 PLN



**MIRAGE 130** Kompresor bezolejowy  
2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB 5 800 PLN

**MIRAGE 130E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB 7 100 PLN

**ECO2** Kompresor bezolejowy  
2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB 7 000 PLN

**ECO2E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB 8 600 PLN



**ECO3** Kompresor bezolejowy  
3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB 9 000 PLN

**ECO3E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB 11 000 PLN

### Pompy ssaka



**RAIN 1** Pompa ssaka mokra  
1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB 6 000 PLN

**RAIN 2** Pompa ssaka mokra  
2 stanowiska, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 220 mbar, głośność 53 dB 9 000 PLN

**RAIN 1C** Pompa ssaka mokra w metalowej obudowie  
1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB 7 300 PLN

### Stacje zasilające (kompresor + pompa ssaka + szafa)



**STONE 1E** Zestaw Mirage 100E + RAIN 1 + estetyczna szafa przyłączeniowa  
1 stanowisko, wymiary 55 x 55 x 136 cm, głośność 51 dB; waga 115 kg 21 500 PLN

**STONE 2E** Zestaw Mirage 130E + RAIN 2 + estetyczna szafa przyłączeniowa  
2 stanowiska, wymiary 55 x 55 x 136 cm, głośność 51 dB; waga 115 kg 25 000 PLN

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.