

Niemiecka firma Baldus przedstawia dwa typy urządzeń do sedacji podtlenkiem azotu: Baldus Analog o eleganckim wyglądzie i intuicyjnej obsłudze oraz cyfrowy Baldus Touch ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy, łączący w sobie najnowszą technologię i innowacyjne funkcje, będący absolutnym debiutem i pionierem na światowym rynku urządzeń stomatologicznych do sedacji wziewnej.

Cennik urządzeń do sedacji wziewnej BALDUS Sedation (Niemcy)

Data wydania cennika: 1 marca 2025r.

			Cena
15004TS	<p>Elektroniczne urządzenie do sedacji podtlenkiem azotu Baldus Touch All-in-One Ultra-Slim</p>		<p>24 000 PLN</p>
	<p>Kompletny zestaw gotowy do pracy. Ponadczasowa elegancja i najnowocześniejsza technologia. Sterowanie ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Max. stężenie mieszanki 50, 60, 70% N2O. Pomiar termiczny. Max. przepływ 18l/min. Łatwo dostępny przycisk „Flush”- awaryjne podanie 100% O2. Wyprowadzenie ze stanu sedacji jednym przyciskiem. Łatwa dokumentacja parametrów leczenia. Blokada podaży N2O przy braku tlenu. Autotest po włączeniu zasilania. Akustyczne i wizualne sygnały informacyjne.</p>		
15004AS	<p>Analogowe urządzenie do sedacji podtlenkiem azotu Baldus Analog All-in-One Ultra-Slim</p>		<p>22 000 PLN</p>
	<p>Kompletny zestaw gotowy do pracy. Elegancki design i intuicyjna obsługa. Sterowanie manualne. Max. stężenie mieszanki 50%, 60% oraz 70% N2O. Regulacja stężenia za pomocą regulatora N2O. Max. przepływ 15l/min. Centralnie umieszczony przycisk „Flush”- awaryjne podanie 100% O2. Sygnał dźwiękowy przy spadku O2 poniżej 3 bar. Blokada podaży N2O przy braku tlenu. Możliwość podłączenia maski ustno-nosowej do wentylacji.</p>		
16056	<p>Podwójna maska nosowa z systemem oczyszczania Baldus Scavenger System</p>		<p>3 000 PLN</p>
	<p>Łatwa obsługa. Niewielki rozmiar maseczki - nieograniczona przestrzeń dla lekarza. Wszystkie części - system rurek, maska zewnętrzna, maska wewnętrzna wraz ze wszystkimi złączkami - nadają się do sterylizacji (oszczędność kosztów). Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami do sedacji wziewnej. Niezwykle bezpieczny - całkowita eliminacja wycieku gazów i zanieczyszczenie powietrza.</p>		

16025 16031	Maska na nos, wielokrotnego użytku, dla dorosłych / dla dzieci	1 650 PLN
15015-3L	Worek oddechowy dla dorosłych 3l	350 PLN
15020	Ultrawąski reduktor ciśnienia tlenu	2 500 PLN
15021	Ultrawąski reduktor ciśnienia podtlenku azotu	2 500 PLN
15015-2.3L	Worek oddechowy pediatryczny 2.3l	350 PLN
		
16030-AG 16030-PG	Jednorazowe, podwójne maski na nos dla dorosłych / dla dzieci bezwonne Pure Ghost dzieci (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN
16030-AV 16030-PV	Jednorazowe, podwójne maski na nos dla dorosłych / dla dzieci o zapachu Chilla Vanilla (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN
16030-AE 16030-PE	Jednorazowe, podwójne maski na nos dla dorosłych / dla dzieci o zapachu Strawberry Delight (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN
16030-AA	Podwójne maski nosowe jednorazowego użytku dla dorosłych o zapachu Happy Apple (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN
16030-ABlue 16030-PBlue	Jednorazowe, podwójne maski na nos dla dorosłych / dla dzieci o zapachu Blueberry Dance (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN
16030-ABub 16030-ABub	Jednorazowe, podwójne maski na nos dla dorosłych / dla dzieci o zapachu Bouncy Bubble (12 sztuk w opakowaniu)	600 PLN

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów