

NSK Create it



CENNIK KOŃCÓWEK I SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r.

makRomed

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

www.NSK.info.pl

infolinia 42 678 88 54



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: powłoka DURAGRIP, światłowód ze szkła komórkowego, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, poczwórny spray, mikrofiltr, DURAPOWDER CHUCK, DYNAMIC POWER SYSTEM, główka pod kątem 100°

Ti-Max Z 890L	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie</i> - 41W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 890KL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 36W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 890WL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 28W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 890BL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 27W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 890SL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 23W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990L	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie</i> - 44W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990KL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 38W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990WL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 29W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 990BL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 28W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 990SL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 25W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria Z micro

klasa premium

Cechy wspólne: powłoka DURAGRIP, światłowód ze szkła komórkowego, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, poczwórny spray, funkcja Quick Stop, łatwa wymiana wkładu, system 3X Power, główka pod kątem 100°

Ti-Max Z micro PTL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie</i> - 20W, max. 450.000 obr./min.	3 560 PLN
Ti-Max Z micro KL/WL/SL	Tytanowa kątница turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę firmy KaVo, W&H lub Sirona, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 890 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria M

klasa advanced

Cechy wspólne: stalowy korpus, światłowód ze szkła komórkowego, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, poczwórny spray, łatwa wymiana wkładu

S-Max M 800L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 440 PLN
S-Max M 800	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	1 980 PLN
S-Max M 800KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 680 PLN
S-Max M 800WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 800BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 800SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 590 PLN
S-Max M 900L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 440 PLN
S-Max M 900	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	1 980 PLN
S-Max M 900KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 680 PLN
S-Max M 900K	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 250 PLN
S-Max M 900WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 900W	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 250 PLN
S-Max M 900BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 900SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsza w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 680 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria X 450

klasa special

Cechy wspólne: powłoka DURACOAT, światłowód ze szkła komórkowego, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, potrójny strumień wody, główka pod kątem 45°, max. 450.000 obr./min.

Ti-Max X 450L	Tytanowa chirurg. kątnica turbinowa z podświetlaniem, moc 21W, na szybkozł. NSK	3 130 PLN
Ti-Max X 450KL	Tytanowa chirurg. kątnica turbinowa z podświetlaniem, moc 18W, na szybkozł. KaVo	3 290 PLN
Ti-Max X 450WLED	Tytanowa chirurg. kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, moc 18W, na szybkozł. W&H	3 290 PLN
Ti-Max X 450BLED	Tytanowa chirurg. kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, moc 18W, na szybkozł. BienAir	3 290 PLN
Ti-Max X 450SL	Tytanowa chirurg. kątnica turbinowa z podświetlaniem, moc 18W, na szybkozł. Sirona	3 290 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria pico

klasa special

Cechy wspólne: stalowy korpus, światłowód ze szkła komórkowego, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, pojedynczy spray, max. 450.000 obr./min., na dedykowane wiertła pico

S-Max PICO PTL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. NSK	3 020 PLN
S-Max PICO KL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. KaVo	3 240 PLN
S-Max PICO WLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. W&H	3 240 PLN
S-Max PICO BLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. BienAir	3 240 PLN
S-Max PICO SL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. Sirona	3 240 PLN



Kątnice turbinowe seria Pana-Max2

klasa basic

Cechy wspólne: stalowy korpus, ceramiczne łożyska, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, pojedynczy spray, max. 450.000 obr./min.

Pana-Max2 M4	Kątnica turbinowa na złącze Midwest, bez podświetlania	1 320 PLN
Pana-Max2 PTL	Kątnica turbinowa na szybkozłączkę NSK, bez podświetlania	1 440 PLN



Szybkozłączki

PTL-CL-LED III	Tytanowa szybkozłączka NSK z podświetlaniem LED, z regulacją wody	1 260 PLN
PTL-CL-LED	Tytanowa szybkozłączka NSK z podświetlaniem LED	1 024 PLN
FM-CL-M4-T	Stalowa szybkozłączka NSK bez podświetlania	700 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: powłoka DURAGRIP, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk, mikrofiltr, * Z15L, Z25L, Z45L, Z95L, Z99L - dwutorowa technologia natrysku NSK: strumień (woda) / spray (woda + powietrze)

Ti-Max Z 10L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 16:1 Max. 2.500 obr./min., pojedynczy spray	4 230 PLN
Ti-Max Z 15L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1 Max. 10.000 obr./min., pojedynczy spray	3 880 PLN
Ti-Max Z 24L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:1, główka mini Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	3 510 PLN
Ti-Max Z 25L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:1 Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	3 300 PLN
Ti-Max Z 45L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:4.2, główka 45° Max. 168.000 obr./min. łoż. ceram., poczwórny spray, Anti-Heat System	4 730 PLN
Ti-Max Z 85L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, główka mini Max. 200.000 obr./min. łoż. ceram., poczwórny spray, Anti-Heat System	5 200 PLN
Ti-Max Z 95L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5 Max. 200.000 obr./min. łoż. ceram., poczwórny spray, Anti-Heat System	5 320 PLN
Ti-Max Z 99L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, główka 100° Max. 200.000 obr./min. łoż. ceram., poczwórny spray, Anti-Heat System	5 320 PLN



Kątnice i prostnice S-Max seria M

klasa advanced

Cechy wspólne: stalowy korpus, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, wymiana wiertła na przycisk

S-Max M 15L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, z podświetlaniem Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	3 070 PLN
S-Max M 15	Kątnica na mikrosilnik 4:1, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	2 020 PLN
S-Max M 25L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	2 580 PLN
S-Max M 25	Kątnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	1 800 PLN
S-Max M 65	Prostnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., pojedynczy spray	1 570 PLN
S-Max M 94L	Kątnica na mikrosilnik 1:4, z podświetlaniem, do cięcia cyrkonu Max. 160.000 obr./min., łożyska ceramiczne, poczwórny spray, zwiększony moment obrotowy, 3x wyższa trwałość	3 350 PLN
S-Max M 95L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem Max. 200.000 obr./min., łożyska ceramiczne, poczwórny spray	3 350 PLN
S-Max M 95	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania Max. 200.000 obr./min., łożyska ceramiczne, poczwórny spray	2 660 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria X

klasa advanced

Cechy wspólne: powłoka DURAGRIP, światłowód ze szkła komórkowego, pojedynczy spray z wyj. X95L/X95/X95EX (poczwórny)

Ti-Max X 15L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1, na wiertła CA, z podświetlaniem	3 730 PLN
Ti-Max X 15	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1, na wiertła CA, bez podświetlania	2 620 PLN
Ti-Max X 25L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:1, na wiertła CA, z podświetlaniem	3 180 PLN
Ti-Max X 25	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:1, na wiertła CA, bez podświetlania	1 750 PLN
Ti-Max X 35L	Tytanowa kątnica endodontyczna 10:1, na pilniki ręczne/maszynowe, obrót 60°, z podświetl.	3 920 PLN
Ti-Max X 35	Tytanowa kątnica endodontyczna 10:1, na pilniki ręczne/maszynowe, obrót 60°, bez podświetl.	2 620 PLN
Ti-Max X 55L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1, pilniki typu EVA/Profin, z podświetlaniem	4 720 PLN
Ti-Max X 55	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1, pilniki typu EVA/Profin, bez podświetlania	2 310 PLN
Ti-Max X 57L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki wkręcane, z podświetlaniem, bez chłodzenia	2 990 PLN
Ti-Max X 57	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki wkręcane, bez podświetlania, bez chłodzenia	1 460 PLN
Ti-Max X 65L	Tytanowa prostnica na mikrosilnik 1:1, na wiertła HP/CA, z podświetlaniem	3 400 PLN
Ti-Max X 65	Tytanowa prostnica na mikrosilnik 1:1, na wiertła HP/CA, bez podświetlania	1 510 PLN
Ti-Max X 85L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, główka mini, na wiertła FG, z podświetlaniem	4 070 PLN
Ti-Max X 85	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, główka mini, na wiertła FG, bez podświetlania	3 370 PLN
Ti-Max X 95L	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, na wiertła FG, Anti-Heat System, z podświetlaniem	4 080 PLN
Ti-Max X 95	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, na wiertła FG, Anti-Heat System, bez podświetlania	3 260 PLN
Ti-Max X 95EX	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, wiertła FG, bez podświetlania, zewn. chłodzenie	3 130 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria nano

klasa special

Cechy wspólne: skrócony korpus, powłoka DURAGRIP, światłowód ze szkła komórk., system czystej główki, mikrofiltr (z wyj. 65LS)

nano 15LS	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 4:1, z podświetl., pojedynczy spray, max. 10.000 obr./min.	3 920 PLN
nano 25LS	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 320 PLN
nano 65LS	Tytanowa prostnica na mikrosilnik 1:1, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 710 PLN
nano 95LS	Tytanowa kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetl., poczwórny spray, max. 200.000 obr./min.	4 720 PLN



Kånice i prostnice serii FX

klasa basic

Cechy wspólne: stalowy korpus, zewnętrzne chłodzenie, bez podświetlania

FX 15m	Kånica na mikrosilnik 4:1, na wiertła CA Max. 10.000 obr./min., system czystej główki	1 390 PLN
FX 20m	Kånica na mikrosilnik 1:1, na wiertła FG Max. 40.000 obr./min., system czystej główki	897 PLN
FX 25m	Kånica na mikrosilnik 1:1, na wiertła CA Max. 40.000 obr./min., system czystej główki	896 PLN
FX 50m	Prostnica na mikrosilnik 4:1, na końcówki DPA Max. 40.000 obr./min.	1 240 PLN
FX 55m	Kånica na mikrosilnik 4:1, na pilniki EVA-/Profin-/Ortho- Max. 40.000 obr./min., skok 1,4 mm, ruch przód-tył	1 260 PLN
FX 57m	Kånica na mikrosilnik 4:1, na gumki i szczotki wkręcane Max. 5.000 obr./min., Paste Defence System, bez chłodzenia	1 000 PLN
FX 58m	Kånica na mikrosilnik 4:1, na gumki i szczotki naciągane Max. 5.000 obr./min., Paste Defence System	1 000 PLN
FX 65m	Prostnica na mikrosilnik 1:1, na wiertła HP Max. 40.000 obr./min., system czystej główki	926 PLN
FX 70m	Kånica na mikrosilnik 16:1, na narzędzia ręczne Max. 1.250 obr./min., rotacja prawo/lewo 60°	1 420 PLN
FX 74m	Kånica endodontyczna na mikrosilnik 16:1, na narzędzia maszynowe Max. 1.250 obr./min., rotacja prawo/lewo 80°	1 420 PLN
FX 75m	Kånica endodontyczna na mikrosilnik 16:1, na narzędzia maszynowe Główka mini, max. 1.250 obr./min., obrót 360°	1 460 PLN

Seria EX - korpusy

klasa basic

EC-30	Korpus 1:1	320 PLN
ER4	Korpus, redukcja 4:1	782 PLN
ER10	Korpus, redukcja 10:1	808 PLN
ER16	Korpus, redukcja 16:1	916 PLN

Seria EX - główki do zastosowań ogólnych

klasa basic

FPB-Y	Główka, łożyska kulkowe, na wiertła CA, max. 40.000 obr./min.	557 PLN
NAC-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, na wiertła CA, max. 30.000 obr./min.	286 PLN
BB-Y	Główka, łożyska kulkowe, wymiana wiertel na łapkę, na wiertła CA, max. 40.000 obr./min.	462 PLN
NBBW-Y	Główka, łożyska kulkowe, wymiana wiertel na łapkę, na wiertła CA, max. 40.000 obr./min., chłodzi. zewn.	509 PLN
NM-Y	Główka mini, wymiana wiertel na łapkę, na wiertła CA, max. 30.000 obr./min.	371 PLN
FFB-Y	Główka, na wiertła FG, max. 40.000 obr./min.	460 PLN
NRS2-Y	Główka 10:1, łożyska kulkowe, na wiertła FG, max. 3.000 obr./min.	392 PLN

Seria EX - główki do profilaktyki

klasa basic

AR-Y(S)	Główka na gumki i szczotki wkręcane, max. 5.000 obr./min.	206 PLN
AR-Y(K)	Główka na gumki i szczotki naciągane, max. 5.000 obr./min.	191 PLN
EVA-Y	Główka na pilniki typu EVA, ruch przód-tył, skok 1,4 mm, max. 10.000 obr./min.	422 PLN

Seria EX - główki do endodoncji

klasa basic

MP-Y	Główka mini, na narzędzia maszynowe Ni-Ti, max. 20.000 obr./min.	454 PLN
MPA-Y	Główka mini, na narzędzia Ni-Ti, z podłączeniem do iPex (długi trzon), max. 20.000 obr./min.	1 000 PLN
MPAS-Y	Główka mini, na narzędzia Ni-Ti, z podłączeniem do iPex (krótki trzon), max. 20.000 obr./min.	978 PLN
TEQ-Y	Główka, na narzędzia maszynowe, obrót 80°, max 4.000 obr./min.	453 PLN
TEP-Y	Główka, na narzędzia ręczne, obrót 60°, max 4.000 obr./min.	381 PLN

Seria EX - główki na mikrosilnik Phatelus

klasa basic

NPB-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, na wiertła CA, max. 25.000 obr./min.	916 PLN
ARS-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, na gumki i szczotki wkręcane, max. 6.500 obr./min.	587 PLN



Mikrosilniki elektryczne

Cechy wspólne mikrosilników elektrycznych: korpus tytanowy, wewnętrzne chłodzenie, do wbudowania do unitu

NLX plus kpl. + Multi Pad	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z funkcją ENDO, komplet z Multi Padem Bezszcotkowy, 100-40.000 obr./min., 4,0 Ncm, w zestawie Multipad, z zasilaczem i rękawem	10 080 PLN
NLX nano kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny Bezszcotkowy, 1.000-40.000 obr./min., 3,4 Ncm, z zasilaczem i rękawem	7 970 PLN
NBX iMD kpl. + Multi Pad	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet z Multi Padem 60-40.000 obr./min., 4,0 Ncm, w zestawie Multi Pad, z zasilaczem i rękawem	7 500 PLN
NBX iMD kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet 60-40.000 obr./min., 4,0 Ncm, z zasilaczem i rękawem	5 590 PLN
NBX N kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet 60-40.000 obr./min., 4,0 Ncm, z zasilaczem i rękawem	4 880 PLN
M40 XS kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet 60-40.000 obr./min., z zasilaczem i rękawem	5 200 PLN
M40N XS kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet 60-40.000 obr./min., z zasilaczem i rękawem	4 550 PLN
Multi Pad	Panel sterujący do mikrosilnika NLX lub NBX oraz skalera Varios 170/Varios 170 LUX	2 700 PLN



Mikrosilniki pneumatyczne

Ti-Max X205L	Tytanowy mikrosilnik pneumatyczny z podświetlaniem LED Powłoka DURACOAT, obrót 360°, 32.000 LUX, max. 23.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie	3 240 PLN
DynaLED M205LG M4	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED 25.000 LUX, max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest	4 510 PLN
S-Max M205	Mikrosilnik pneumatyczny Max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest	1 510 PLN
FX205m M4	Mikrosilnik pneumatyczny Max. 22.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest	1 190 PLN



Systemy do higieny

VARIOS COMBI PRO2	Tytanowy skaler Varios2 LUX i piaskarka Prophy w jednym – urządzenie wolnostojące Podgrzewana woda, tryb CLM, bezprzewodowy sterownik nożny	23 700 PLN
Perio Set do VCP2	Moduł piaskarki Perio do Varios Combi Pro2	4 900 PLN
iCart Prophy2	Wózek do Varios Combi Pro2	5 460 PLN
VARIOS COMBI PRO	Skaler Varios2 LUX i piaskarka Prophy w jednym – urządzenie wolnostojące	18 300 PLN
Perio Set do VCP	Moduł piaskarki Perio do Varios Combi Pro	3 290 PLN
iCart Prophy	Wózek do Varios Combi Pro	6 040 PLN



Skalery piezoelektryczne

Cechy wspólne serii Varios: silnik iPiezo, podwójne diody LED, moc 11W, 28-32 kHz, szerokie portfolio tipów

VARIOS 970 LUX	Skaler piezoelektryczny, wolnostojący, z podświetleniem Duży wyświetlacz LED, 2 butelki na płyn chłodzący, tryb autoczyszczenia	9 330 PLN
VARIOS 970	Skaler piezoelektryczny, wolnostojący, bez podświetlenia	8 000 PLN
VARIOS 370	Kompaktowy skaler piezoelektryczny, bez podświetlenia	4 290 PLN
VARIOS 170 LUX	Skaler piezoelektryczny do wbudowania do unitu z poświetleniem, z zasilaczem i rękawem	4 560 PLN
VARIOS 170	Skaler piezoelektryczny do wbudowania do unitu bez poświetlenia, z zasilaczem i rękawem	3 190 PLN
E11 / E12	Uchwyt do pilników typu U pod kątem 120°/95°	461 PLN
E4D / E7D / E8D	Końcówka do endodoncji z nasypem diamentowym	350 PLN
P40 / P41	Końcówka do płukania kieszonek	252 PLN
G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6	Końcówka do skalingu naddziąstowego	252 PLN
P10 / P20	Końcówka do zabiegów perio	402 PLN
#15 / #20 / #25 / 30, 35	Pilniki kanałowe typu U, \varnothing 0,8 mm, rozmiar 15 / 20 / 25 / 30 / 35 (6 szt.)	88 PLN

Skalery pneumatyczne


Cechy wspólne Ti-Max S970: powłoka DURACOAT, światłowód ze szkła komórkowego, 3-stopniowa regulacja mocy, 58-62 kHz

Ti-Max S970 L	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę NSK	3 950 PLN
Ti-Max S970	Tytanowy skaler pneumatyczny, na szybkozłączkę NSK	3 130 PLN
Ti-Max S970 KL / SL	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę KaVo / Sirona	4 270 PLN
AS 2000 M4	Skaler pneumatyczny, korpus stalowy, 56-60 kHz, na złącze Midwest	1 380 PLN



Piaskarki

Prophy Mate NEO PTL-P	Piaskarka na szybkozłączkę PTL-CL (NSK) (kolor szary)	3 620 PLN
Prophy Mate NEO KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	3 850 PLN
Prophy Mate NEO M4-P	Piaskarka na rękaw Midwest (kolor szary)	3 400 PLN
Perio Mate PTL-P	Piaskarka do zabiegów perio na szybkozłączkę PTL-CL (NSK)	4 240 PLN
Perio Mate KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka do zabiegów perio na szybkozłączkę Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	4 450 PLN
Perio Mate M4-P	Piaskarka do zabiegów perio na rękaw Midwest	3 850 PLN
Flash Pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, na bazie CaCO ₃ , 54µm, 100 saszetek x 15g.	902 PLN
Flash Pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, na bazie CaCO ₃ , 54µm, 4 butelki x 300g.	445 PLN
Soft Pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, na bazie glicyny, 65µm, 4 butelki x 250g.	530 PLN
Perio Mate Powder	Proszek do piaskarki Perio-Mate, na bazie glicyny, 25µm, 2 butelki x 160g.	310 PLN
Perio Tip	Plastikowa końcówka dyszy do piaskarki Perio-Mate, 1 op./4szt.	38 PLN



Mikrosilniki endodontyczne i endometr

Endo-Mate DT2 MP	Przewodowy mikrosilnik endodontyczny z główką MP 20:1 Czytelny wyświetlacz, kontrola prędkości i momentu obrotowego, auto-revers, 2 sposoby zasilania	4 780 PLN
Endo-Mate TC2 MP	Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny z główką MP 16:1 Duży wyświetlacz LCD, kontrola prędkości i momentu obrotowego, auto-revers, szybka ładowarka	5 220 PLN
Endo-Mate TC2 MPA	Bezprzewodowy mikrosilnik endo. z główką MPA 16:1, z podłączeniem do endometru	5 660 PLN
<i>Cechy wspólne główek endodontycznych do Endo-Mate: główka mini, na pilniki Ni-Ti, możliwość ustawienia w 6 pozycjach co 60°</i>		
MP-F20R / F16R	Główka endodontyczna MP z łącznikiem 20:1, 16:1	1 380 PLN
MPA-F20R / F16R	Główka endodontyczna MPA do podłączenia do endometru, długi trzon, z łącznikiem 20:1, 16:1	1 750 PLN
MPAS-F20R / F16R	Główka endodontyczna MPAS do podł. do endometru, krótki trzon, z łącznikiem 20:1, 16:1	1 750 PLN
Ti-Max Ti-ENDO	Tytanowa kątnica endodontyczna 128:1 Na pilniki Ni-Ti, obrót 360°, 4-stopniowy torque: 0,25, 0,5, 1 oraz 3 Ncm	4 780 PLN
iPex II	Cyfrowy endometr Technologia Smart Logic, kolorowy wyświetlacz	3 860 PLN



Implantologia

Surgic PRO2 OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością Bluetooth, z podświetlaniem LED W zestawie mikrosilnik SGL80M LED + kątnica chirurgiczna X-SG20L	18 500 PLN
Surgic PRO2 NON-OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością Bluetooth, bez podświetlania W zestawie mikrosilnik SG80M + kątnica chirurgiczna SG20	13 600 PLN
Surgic PRO+ OPT-D	Unit implantologiczny, z podświetlaniem LED W zestawie mikrosilnik SGL70M LED + kątnica chirurgiczna X-DSG20L	20 600 PLN
Surgic PRO OPTIC	Unit implantologiczny, z podświetlaniem LED W zestawie mikrosilnik SGL70M LED + kątnica chirurgiczna X-SG20L	18 000 PLN
Surgic PRO NON-OPTIC	Unit implantologiczny, bez podświetlania W zestawie mikrosilnik SG70M + kątnica chirurgiczna SG20	13 200 PLN
iCart DUO	Wózek na komplet Surgic+VarioSurg	6 260 PLN
iSD900	Bezprzewodowy wkrętak do implantów	6 970 PLN
OSSEO 100	Urządzenie do pomiaru stopnia osteointegracji implantów ISQ	9 280 PLN
OSSEO 100+	Urządzenie do pomiaru stopnia osteointegracji implantów ISQ z łącznością Bluetooth	10 800 PLN
Ti-Max X-SG93L	Tytanowa kątnica chir. 1:3, max. 120.000 obr/min, chłodzenie zewn. / potrójny spray, ze światłem	4 360 PLN
Ti-Max X-SG25L	Tytanowa kątnica chirurgiczna 1:1, max. 40.000 obr/min, chłodzenie zewn., ze światłem	2 860 PLN
Ti-Max Z-SG45L	Tytanowa kątnica chirurgiczna 1:3, max. 120.000 obr/min, chłodzenie zewn. / potrójny spray, ze światłem, główka 45°, ceramiczne łożyska, Anti-Heat System, przekładnie DLC	4 620 PLN
Ti-Max X-SG65L	Tytanowa prostnica chirurgiczna 1:1, max. 40.000 obr/min, chłodzenie zewn., ze światłem	3 580 PLN
SGX-E20R ZYGOMA	Kątowa prostnica do implantów jarzmowych 20:1, max. 2.000 obr/min, 50 Ncm	3 580 PLN
SGS-ES	Prostnica mikrochirurgiczna 1:1, max. 40.000 obr/min, klips do chłodzenia zewn.	1 760 PLN
SGA ES	Kątowa 20° prostnica mikrochirurgiczna 1:1, max. 40.000 obr/min, klips do chłodzenia zewn.	3 040 PLN
SGR2-E / SGO2-E / SGT2-E	Mikropiły chir. 3:1, różne rodzaje ostrzy, max. 12.600 obr/min, chłodzenie zewn.	2 600 PLN
Cechy wspólne dla X-DSG20L, X-DSG20Lh, X-SG20L, SG20, SGM-ER20i: chłodzenie zewnętrzne i wewnętrzne (Kirschner i Meyer), podwójny system uszczelniający, max. 2.000 obr/min, 80 Ncm		
Ti-Max X-DSG20Lh	Tytanowa kątnica implantologiczna 20:1, rozbieralna, sześciokątny chwytak, ze światłem	4 120 PLN
Ti-Max X-DSG20L	Tytanowa kątnica implantologiczna 20:1, rozbieralna, ze światłem	4 450 PLN
Ti-Max X-SG20L	Tytanowa kątnica implantologiczna 20:1, ze światłem	4 360 PLN
S-Max SG20	Kątnica implantologiczna 20:1, bez światła	3 030 PLN



Piezoelektryczny unit chirurgiczny

VarioSurg4	Piezoelektryczny unit chirurgiczny z łącznością Bluetooth, z podświetlaniem LED	26 300 PLN
VarioSurg3	Piezoelektryczny unit chirurgiczny, z podświetlaniem LED	26 700 PLN
SG1, SG2R, SG2L, SG8	Końcówka do pobierania kości	835 PLN
SG15A, SG15B, SG16A, SG16B	Końcówka do preparacji pod implanty	835 PLN
SG9, SG10, SG11	Końcówka do oddzielenia błony śluzowej zatoki	608 PLN



Urządzenia do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji końcówek

iCARE+ C2	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	31 500 PLN
iCARE+ C3	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	31 500 PLN
iCARE C2	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	9 570 PLN
iCARE C3	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	10 100 PLN
Olej do Care3 / iCare / iCare+	Oleje do urządzenia Care3 / iCare / iCare+, 1l.	477 PLN
Filtr do iCare / iCare+	Gąbki filtrujące do urządzenia iCare / iCare+, 12 szt.	115 PLN
N.CLEAN / N.CID	Płyny czyszczące do urządzenia iCare+, 0,5l.	149 PLN

Olej do smarowania końcówek

PANA-SPRAY 500	Olej w aerozolu do smarowania końcówek NSK, 500 ml	143 PLN
-----------------------	--	----------------



Turbiny protetyczne

PRESTO AQUA II LUX	Turbina protetyczna, max. 320.000 obr./min., z chłodzeniem wodnym, z podświetlaniem	8 800 PLN
PRESTO AQUA II	Turbina protetyczna, max. 320.000 obr./min., z chłodzeniem wodnym, bez podświetlania	6 490 PLN
PRESTO II	Turbina protetyczna, max. 320.00 obr./min.	3 190 PLN



Mikrosilniki protetyczne

ULTIMATE XL-GT / KT / DT / FT	Mikrosilnik protetyczny, stolikowy / kolanowy / wieża / podłogowy Bezszcotkowy, wersja torque, moc 250W, 8.7 Ncm, 1.000-50.000 obr./min, (XL-FT max 40.000)	7 090 PLN
VOLVERE i7 RM	Mikrosilnik protetyczny standard z prostnicą, moc 50W, 4.1 Ncm, funkcja Auto-Cruise	4 530 PLN
VOLVERE i7 VR-EB	Mikrosilnik protetyczny typu ISO-E z prostnicą ISO-E, moc 50W, 4.1 Ncm, funkcja Auto-Cruise	4 940 PLN
VOLVERE i7 E	Mikrosilnik protetyczny typu ISO-E bez prostnicy	4 220 PLN

Części zamienne - wkłady

SX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin M 600, M 900 i Pana Max Plus SU	1 150 PLN
SX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin M 500, M 800 i Pana Max Plus MU	1 150 PLN
TI-SU03 / TI-TU03 / TI-MU03	Wkład (cartridge) do turbin A 600 / A 700 / A 500	1 150 PLN
TIX-SU03 / TIX-TU03 / TIX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin X 600 / X 700 / X 500	1 150 PLN
TIZ-SU03 / TIZ-MU03	Wkład (cartridge) do turbin Z 900 / Z 800	1 150 PLN
PAX2-SU03	Wkład (cartridge) do turbin Pana Max 2	819 PLN
PAX-SU03 / PAX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin Pana-Max SU / Pana-Max TU	817 PLN
TIZ9-SU03 / TIZ9-MU03	Wkład (cartridge) do turbin Z 990 / Z 890	1 210 PLN
SX3-NU03	Wkład (cartridge) do turbin Z micro	1 210 PLN
SX-PU03	Wkład (cartridge) do turbin pico	1 150 PLN
NPA-SU03 / NPA-TU03	Wkład (cartridge) do turbin Pana Air SU / Pana Air TU	846 PLN
TIX45-SU03	Wkład (cartridge) do turbin X 450	967 PLN
NMC-SU03 / NMC-TU03	Wkład (cartridge) do turbin Mach-Lite XT SU / Mach-Lite XT TU	1 150 PLN
NCH-SU03 / NCH-TU03	Wkład (cartridge) do turbin Phatelus II SU / Phatelus II TU	966 PLN
PR-AQL03 / PR-AQ03 / PR-03	Wkład (cartridge) do turbin PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA / PRESTO	922 PLN
X25-03	Wkład (cartridge) do kątnic M 25 (stary typ), X 25, X 15 oraz X-SG25L	396 PLN
Z25-03	Wkład (cartridge) do kątnic M 25 (nowy typ), nano 15LS, nano 25LS, Z 10 oraz Z 25	406 PLN
FX25-03	Wkład (cartridge) do kątnic FX 25m i FX 15m	406 PLN
FPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic FPB-E i Ti 25	406 PLN
X95-03	Wkład (cartridge) do kątnic M 95 i X 95	954 PLN
Z95-03	Wkład (cartridge) do kątnic Z 95L i nano 95LS	1 160 PLN
Z45-03	Wkład (cartridge) do kątnic Z 45L	1 120 PLN
NPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic NPB-E i IS-25	384 PLN
NAC-03	Wkład (cartridge) do kątnic NAC-E	176 PLN
SG20-03	Wkład (cartridge) do kątnic chirurgicznych SG20, nanoSG20L, X-SG20L i X-DSG20L	809 PLN
Z-SG45-03	Wkład (cartridge) do kątnic chirurgicznych Z-SG45L	1 110 PLN
X-SG93-03	Wkład (cartridge) do kątnic chirurgicznych X-SG93L	1 390 PLN

Części zamienne - pozostałe

TIZ9-SU04 / TIZ9-MU04	Pokrywka do turbin Z 990 / Z 890	222 PLN
SX-NU04	Pokrywka do turbin Z micro	203 PLN
TIZ-SU04 / TIZ-MU04	Pokrywka do turbin Z 900 / Z 800	209 PLN
SX-SU04 / SX-MU04	Pokrywka do turbin M 900 / M 800	175 PLN
SX-PU04	Pokrywka do turbin pico	139 PLN
TIX45-SU04	Pokrywka do turbin X 450	209 PLN
PAX2-SU04	Pokrywka do turbin Pana-Max2	139 PLN
PAX-SU04 / PAX-TU04	Pokrywka do turbin Pana-Max SU / TU	175 PLN
M25-04	Pokrywka do kątnic M 25 (nowy typ), M 15	175 PLN
FPB-04	Pokrywka do kątnic M 25 (stary typ), X 25, FPB	175 PLN
X95-04	Pokrywka do kątnic M 95, X 95	175 PLN
Z95-04	Pokrywka do kątnic Z 95, nano 95LS i Z 85	225 PLN
SG20-04	Pokrywka do kątnic chirurgicznych SG20, X-SG20 i nanoSG20LS	233 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic X 95 i X 95EX	668 PLN
M25-02	Wałek transmisyjny do kątnic M 25 (nowy typ)	391 PLN
Z95-02	Wałek transmisyjny do kątnic Z 95, nano 95LS, Z 85	875 PLN
M95-02	Wałek transmisyjny do kątnic M 95 (nowy typ)	670 PLN
SG20-02	Wałek transmisyjny do kątnic chirurgicznych X-SG20L i nanoSG20LS	711 PLN
	Końcówka dyszy piaskarki Prophy-Mate NEO (60° lub 80°)	442 PLN
	Zacisk freza do prostnic na mikrosilniki ULTIMATE i Volvere	193 PLN
PTL-L Bulb	Żarówka halogenowa do szybkozłączki ze światłem	180 PLN
	Dioda LED do mikrosilnika NBX, NLX, M40XS i Surgic	528 PLN
	Dioda LED do szybkozłączki ze światłem	304 PLN
	Układ elektroniczny diody LED do szybkozłączki ze światłem	419 PLN
	Dysza natryskowa do prostnic chirurgicznych	76 PLN
O-Ring Set – PTL	Oringi do piaskarki i i turbin na szybkozłączkę PTL, 5 szt	59 PLN
PM O-Ring Set	Oringi do piaskarki, 3 szt.	41 PLN
	Wężyki irygacyjne jednorazowe do Surgic / VarioSurg, 5 szt.	295 PLN
	Wężyk wielorazowego użytku do fizjodispensera Surgic / VarioSurg, do 20 sterylizacji	187 PLN



Stomatologia mobilna

VIVA ace

Mobilny unit stomatologiczny

41 500 PLN

Zestaw zawiera: intuicyjny panel sterowania, tytanowy mikrosilnik NLX plus ze światłem LED i funkcją Endo, skaler Varios 170 z oświetleniem LED, 3-funkcyjną dmuchawkę, wbudowany kompresor i pompę ślinociągu, sterownik nożny, zbiornik na wodę oraz zbiornik na odpady. Całość mieści się w walizce i waży zaledwie 8,6 kg.

DENTALONE

Mobilny unit stomatologiczny

45 900 PLN

Zestaw zawiera: podświetlany panel sterowania LCD (Multi Pad), tytanowy mikrosilnik NLX nano z oświetleniem LED, zintegrowany skaler ultradźwiękowy Varios 170 z oświetleniem LED, 3-funkcyjna dmuchawka z oświetleniem LED, wbudowany kompresor i pompę ślinociągu, zbiornik na wodę 0,5 litra oraz zbiornik na odpady 1 litr. Całość mieści się w niewielkiej walizce na kółkach.

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem na koszt kupującego.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.