



## **OWANDY-105**

KOMUNIKACJA JEST PROSTA

WERSJA BEZPRZEWODOWA I PRZEWODOWA

# Owandy-105

## BEZKONKURENCYJNE DOŚWIADCZENIE

Kompaktowa konstrukcja  
Autokalibracja  
Dwa przyciski skanowania  
Sterowanie komputerem

## PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ

20 sekund na skan pełnego łuku  
60 sekund na łuk i zgryz  
Nieskazitelna precyzja  
Realny kolor

## PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

Pierwszy skaner z ładowaniem  
bezprzewodowym  
Bardzo niskie opóźnienia  
Czas pracy do 2 godzin  
ciągłego skanowania  
Tryb uśpienia i natychmiastowe  
wybudzenie

## MOCNE OPROGRAMOWANIE

Przyszłościowy ekosystem  
Dysk w chmurze  
Internetowa przeglądarka 3D  
Ulepszenia oparte  
na sztucznej inteligencji





## Nieskazitelna precyzja

Połączenie najnowocześniejszej technologii, oprogramowania i głębi ostrości pozwala na wiodącą w branży dokładność 20  $\mu\text{m}$ .



## Realny kolor

Wysoce zaawansowane algorytmy przechwytyją i odtwarzają realistyczne kolory.



## Autokalibracja

PIERWSZY skaner w branży, który całkowicie eliminuje potrzebę kalibracji.



## Szybkie skanowanie

Całkowite skanowanie pełnego łuku w ciągu 20 sekund.



## Skanowanie dwoma przyciskami

Po prostu obróć urządzenie i użyj ulubionego palca, aby kontynuować skanowanie.



## Zdalne sterowanie

Przy pomocy urządzenia możemy sterować komputerem jak zwykłą myszką komputerową. Ciesz się płynną obsługą i higieniczną pracą.





Współpraca z laboratorium

Eksportuj swoje wrażenia

Dostęp do plików  
z dowolnego miejsca



Dostępna wersja przewodowa  
Dokładność 20µm  
Tylko 198 gr





Owandy-IOS  
przewodowy  
198 g



Owandy-IOS  
bezprzewodowy  
245 g



TRIOS 5  
przewodowy  
299 g



Medit 1700  
przewodowy  
328 g



CS 3800  
240 g

## Dane techniczne

		OWANDY-IOS przewodowy	OWANDY-IOS
<b>RĘKOJEŚĆ</b>	WYMIARY	248 * 48 * 37 MM	175 * 49 * 39 MM
	WAGA	245G (Z AKUMULATOREM)	175G
<b>SKANOWANIE</b>	DOKŁADNOŚĆ CAŁEGO ŁUKU	20 µM	
	GŁĘBIA SKANU	18 MM	
	POLE WIDZENIA	16 * 14 MM (L)	
		12 * 12 MM (S)	
PRZYCISK PRZECHWYTYWANIA	DWA PRZYCISKI		
<b>KOŃCÓWKA</b>	ROZMIAR	22 * 18 MM (L)	
		18 * 16 MM (S)	19 * 17 MM (S)
	STERYLIZACJA W AUTOKŁAWIE	DO 60 RAZY 134°C PRZEZ 4 MINUTY	
<b>AKUMULATOR</b>	CZAS SKANOWANIA	120 MIN	NIE DOTYCZY
	ŁADOWANIE	BEZPRZEWODOWE	NIE DOTYCZY
<b>KALIBRACJA</b>		NIEPOTRZEBNA	

# CYFROWY PRZEPLÝW DANYCH OWANDY RADIOLOGY

KOMPLEKSOWO SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE WYMAGANIA



2, rue des Vieilles Vignes  
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE  
Tel.: +33 1 64 11 18 18 - info  
info@owandy.com - www.owandy.com

Dystrybutor w Polsce

**makRomed**

| www.makromed.com.pl  
| biuro@makromed.com.pl  
| +48 42 678 88 54  
| ul. Czechosłowacka 1  
| 92-216 Łódź