




Cennik lamp polimeryzacyjnych BLUEDENT firmy BG Light Pro (Bułgaria)

Data wydania cennika: 1 kwietnia 2026 r., podane ceny brutto

BG LIGHT PRO to bułgarski producent z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w urządzeniach do fotopolimeryzacji i wybielania zębów pod marką BLUEDENT. Produkty firmy są wykorzystywane przez stomatologów w ponad 110 krajach. Dzięki stałym inwestycjom w rozwój technologiczny BG LIGHT PRO należy do czołowych europejskich producentów w branży.

Seria BLUEDENT POWER PEN

Kompaktowa i lekka lampa polimeryzacyjna LED, o nowoczesnym wzornictwie, dostępna w wielu kolorach. Wyposażona w moduł LED high-tech, światłowód autoklawowalny oraz filtr ochronny, zapewnia szybkie i skuteczne działanie w zakresie długości fal 410-490 nm.

<p>Power Pen Color</p>		<p>Tryb utwardzania: RAMP Intensywność światła: 1100 mW/cm² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: tworzywo Kolor obudowy: 12 kolorów W zestawie stojak</p>	<p>820 PLN</p>
<p>Power Pen cordless</p>		<p>Tryb utwardzania: RAMP Intensywność światła: 1100 mW/cm² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny W zestawie stojak</p>	<p>1 000 PLN</p>
<p>Power Pen cable</p>		<p>Tryb utwardzania: RAMP Intensywność światła: 1300 mW/cm² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny W zestawie rękaw</p>	<p>850 PLN</p>

Seria BLUEDENT XPRESS

Szerokopasmowa bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna LED o wysokiej mocy przeznaczona do utwardzania materiałów stomatologicznych. Wyposażona w mocne moduły LED i szerokopasmowe diody w zakresie 410-490 nm, zapewnia skuteczną i równomierną polimeryzację.

<p>Xpress +</p>		<p>Tryb utwardzania: HYPER, RAMP Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm² Czas utwardzania: 3/6/10/20 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: złoty, biały, czarny, czarno-złoty W zestawie stojak</p>	<p>1 500 PLN</p>
------------------------	---	--	-------------------------

Xpress cordless		Tryb utwardzania: HYPER, RAMP Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm ² Czas utwardzania: 3/6/10/20 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: 5 kolorów W zestawie stojak	1 200 PLN
Xpress R cordless		Tryb utwardzania: RAMP Intensywność światła: 2100 mW/cm ² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny W zestawie stojak	1 100 PLN
Xpress cable		Tryb utwardzania: HYPER, RAMP Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm ² Czas utwardzania: 3/6/10/20 s Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny W zestawie rękaw	950 PLN

Seria BLUEDENT SMART

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna LED zaprojektowana z myślą o efektywnej i bezpiecznej polimeryzacji materiałów stomatologicznych. Dzięki szerokopasmowym diodom LED (410-490 nm) urządzenie zapewnia szybkie i równomierne utwardzanie materiałów.

Smart Xpress		Tryb utwardzania: HYPER, RAMP, PULS, DŁUGI Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm ² Czas utwardzania: 3/6/9/10/18/20/30/36 s Materiał obudowy: tworzywo Bezprzewodowa konstrukcja System chłodzenia: mikrowentylator i radiator Wersja Ortho bez trybu PULS W zestawie stojak-ładowarka	1 350 PLN
Smart Xpress Ortho		1 350 PLN	
Smart cordless		Tryb utwardzania: RAMP, PULS, DŁUGI, SZYBK Intensywność światła: 1300 mW/cm ² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: tworzywo System chłodzenia: mikrowentylator i radiator W zestawie stojak-ładowarka	1 200 PLN
Smart cable		Tryb utwardzania: RAMP, PULS, DŁUGI, SZYBK Intensywność światła: 1300 mW/cm ² Czas utwardzania: 10/20/30 s Materiał obudowy: tworzywo System chłodzenia: mikrowentylator i radiator W zestawie rękaw i zasilacz	1 000 PLN

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.