

# SOLIS 130



NOWE  
TECHNOLOGIE  
W DOBRYM ŚWIETLE



Światło ma ogromny wpływ na przebieg operacji i jest niezbędne zarówno w przypadku skomplikowanych, jak i standardowych procedur chirurgicznych. Mając to na uwadze, stworzyliśmy **lampę SOLIS 130**, wyposażoną w **najnowszą technologię LED**, która zapewnia precyzyjnie skoncentrowane jasne światło o mocy **130 000 luksów**, idealnie naśladujące naturalne światło dzienne. Dzięki temu chirurdzy uzyskują lepszą widoczność na każdym etapie zabiegu, mimo że każda sytuacja, rodzaj tkanki i użytkownik jest inne. W dzisiejszym świecie potrzebne jest wszechstronne oświetlenie, które zapewni **komfort pracy** oraz doskonałe odwzorowanie kolorów w polu operacyjnym. Regulowana konstrukcja ramienia pozwala na elastyczne ustawienie lampy, zapewniając skierowanie strumienia światła na wybraną strefę. Projektując SOLIS 130, skupiliśmy się na **prostocie i intuicyjności obsługi** oraz szerokim zakresie zastosowań. SOLIS 130 to nie tylko lampa operacyjna, to partner, który zapewnia **niezawodne wsparcie** podczas wymagających procedur chirurgicznych. Lampy SOLIS 130 dostępne są w wersjach sufitowych, ściennych oraz mobilnych.



REGULOWANA  
TEMPERATURA  
BARWOWA



INTENSYWNOŚĆ  
ŚWIATŁA MOŻE BYĆ  
REGULOWANA  
ZA POMOCĄ PANELU  
STEROWANIA



INTENSYWNOŚĆ  
ŚWIATŁA MOŻNA  
REGULOWAĆ  
ZA POMOCĄ  
UCHWYTU  
STERYLNEGO

Typ lampy	<b>SOLIS 130</b>
Napięcie zasilania	<b>24 V DC</b>
Intensywność światła w odległości 1 m	<b>130 000 lux</b>
Zakres regulacji intensywności światła	<b>25-100%</b>
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	<b>97</b>
Temperatura barwowa	<b>4000 / 4400 / 4800 K</b>
Średnica pola roboczego D10	<b>24 cm</b>
Średnica pola roboczego D50	<b>13 cm</b>
Wzrost temperatury wokół głowy operatora	<b>&lt;1 °C</b>
Wgłębność oświetlenia L1+L2	<b>125,5 cm</b>
Zużycie energii	<b>55 W</b>
Klasa izolacji	<b>I</b>

# SOLIS 130

INNOWACYJNE  
OŚWIETLENIE  
DLA PROFESJONALNYCH  
ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE




SOLIS 130W



SOLIS 130C



SOLIS 130/130C



SOLIS 130F



FAMED ŁÓDŹ S.A. POLSKA  
ul. Dostawcza 3D  
93-231 Łódź  
[www.famed.pl](http://www.famed.pl)

